


# Tenemos separación de amalgama hasta una ciencia.

Solmetex se ha convertido rápidamente en la industria Líder en Separación de amalgamas. Lo que hace Solmetex es una “Solucion de Enfoque Total”, integrando el diseño simple de El NXT Hg5 con manejo y reciclaje de residuos en nuestra un conjunto de soluciones ecológicas para la práctica dental.

## Soluciones

El NXT Hg5 proporciona la solución completa:

- Nuevo diseño compacto, colector interno, ideal para áreas difíciles de encajar
- Funcional con todos los aspiradores húmedos y secos
- Embalaje ecológico
- Programa de reciclaje de correo simple
- Cumple todos los requisitos de la regla dental de la EPA
- Certificado ISO 11143 por NSF International



### Fácil

- Sistema transparente, fácil de inspeccionar
- Cambio de contenedor se realiza en dos minutos
- Sin necesidad de herramientas

### Flexible

- Versátil, montado en la pared o en el suelo
- Compatible con aspiradoras húmedas o secas
- 3 tamaños diferentes para adaptarse a su práctica

### Soporte técnico

- Centro de Cumplimiento
- Certificados en línea
- Programa de envío automático

### Reciclar

- Envase de buque a través de UPS
- EPA certificada empresa de reciclaje de mercurio
- El kit de reciclaje incluye envases y envases de reciclaje

# Información sobre pedidos

Para pedir su sistema Solmetex NXT Hg5, póngase en contacto con su distribuidor local de productos dentales. Si no tiene un distribuidor, visite [www.solmetex.com](http://www.solmetex.com), haga clic en "localizador de distribuidor" para conocer el distribuidor más cercano a usted o comuníquese con Solmetex para obtener información al **1-800-216-5505**.



**NXT Hg5 mini**  
**Separador de amalgama**

Artículo # **NXT-Hg5-MINI**

Presupuesto:

- 25 "h x 11" x 8 "d
- Tubería de entrada y salida de 3/4 "
- Acopladores Fernco®
- Soporte para montaje en suelo / pared
- Servicios 1 - 4 sillas
- Reembolso del contenedor # **NXT-Hg5-002CR**



**NXT Hg5**  
**Separador de amalgama**

Artículo # **NXT-Hg5-001**

Presupuesto:

- 30 "h x 11" x 8 "d
- Tubería de entrada y salida de 1-1/2 "
- Acopladores Fernco®
- Soporte para montaje en suelo / pared
- Servicios 1 - 10 sillas
- Reembolso del contenedor # **NXT-Hg5-002CR**



**Hg5 High Volume**  
**Separador de amalgama**

Artículo # **Hg5HV-001**

Presupuesto:

- 28 "h x 18" x 22,5 "d
- Tubería de entrada y salida de 3 "
- Soporte para montaje en pared
- Servicios 11 - 20 sillas
- Reembolso del contenedor # **Hg5-002CR**

Todo el Contenedor de la Colección con los kits de reciclaje contienen:

- Contenedor de la colección
- Embalaje adecuado para enviar
- Documentación de reciclaje
- Reciclaje a la EPA facilidad aprobada



**NXT Hg5**  
**Contenedor de la colección**

Con Recycle Kit  
Artículo # **NXT-Hg5-002CR**



**Hg5**  
**Contenedor de la colección**

Con Recycle Kit [heredado]  
Artículo # **Hg5-002CR**



**Utilidad RAMVAC**  
**Contenedor de la colección**

Con Recycle Kit  
Artículo # **Hg5-CR-RVC**

**Solmetex - claramente el líder en separación de amalgama.**

El separador de amalgama Hg5 es el estándar de la industria y ganó más premios que todos los competidores combinados.

